



Inhalt der Aenderungsbeschreibung 14-0634

Modellaenderung: Nein - Stuecklistenaenderung: Nein
 CAD-Daten aktualisiert

Membranverpackung, CD, Manual,
 1 PE-Beutel und 2 Schutzkappe
 beiliegend

NX Schutzvermerk "DIN ISO 16016" beachten	EU-D		AL-T1A		US-D		US-ML		not export controlled	
							PDM-Status Freigabe		Q Internal Use	
	Rev.	Aenderung	Datum	Freigabe	zul. Abweichung für Mass, Form & Lage		Maßstab 1:2			
	a	Neuausg			ISO 2768-mH		Werkstoff			
b	12-0021	25.07.12	Labarte							
c	13-0093	07.02.13	Labarte							
d	14-0634	08.09.14	Labarte							
				Tolerierung ISO 8015		Benennung				
						Mot. Beamexpander				
				Ersterstellung 17.02.12 Labarte		λ = 532nm 2x-8x, Quarz, SUB-D9-Stecker				
				Prüfung 17.02.12 Koppitz						
						Zeichnungsnummer		Blatt 2		
						4401-515-000-20-0002d		von 2		
						Ersatz für				
DIN A 4		Alle Maße in mm, inclusive Oberflächenbehandlung								